

Procedimiento para identificación de muestras

Laboratorio de análisis Clínicos
IPAC.

Las muestras deben estar debidamente identificadas.

Las secretarias ingresan al paciente cargan todos los datos y reciben un numero de protocolo del COYA (BASE DE DATOS) y se imprime una etiqueta con el número de protocolo y los tubos necesarios de cada muestra en forma automática.

En caso de falla de la red o pc y no se pueda solucionar en forma inmediata se toma la muestra al paciente y en los tubos se colocará nombre y apellido. Una vez solucionado el inconveniente se deberá controlar el pedido médico con lo ingresado en COYA (no se podrá procesar ninguna practica sin numerar las muestras).

El número de protocolo se genera automáticamente por la base de datos y se imprime una etiqueta de identificación con número y nombre de protocolo que se pega a cada muestra, fecha; aa mm dd número de protocolo todos los días comenzando por el 1, Ej., el paciente concurre el 1/10/2010 y es el Protocolo 1 según COYA (Base de datos), el número de protocolo que deberá ir en los tubos es 10100101.

Cuando al paciente le piden serología, sacamos la muestra en tubo aparte.

En Consultorios donde no se tiene acceso a la base de datos se sigue el número del cuaderno donde se anotan los datos del paciente, obra social y fecha de entrega, y la primera letra del técnico que realizo la extracción. Al llegar al laboratorio se ingresan los pacientes a la BD y se colocan las etiquetas correspondientes.

Desde los centros donde se realizan extracciones, las muestras llegan al laboratorio respetando las condiciones de transporte y primero la secretaria las ingresa y después se enumeran con el número de protocolo de COYA (BASE DE DATOS) y se le pega la etiqueta correspondiente a cada tubo, esta tarea se realiza en forma secuencial por una sola persona.

Si se detecta que sobra un tubo o falta se deberá revisar las muestras enumeradas en caso de que haya un error en el etiquetado y se deberá imprimir la etiqueta correspondiente.

Para muestras o Pedidos de HIV las muestras deben codificarse en el campo nombre como: Sexo (F o M)+(Las dos primeras letras del nombre)+(Las dos primeras letras del apellido)+(La fecha de nac. ddmmaaaa).

Compromiso: Todo el personal del laboratorio involucrado con tareas referidas en este manual, se compromete a trabajar bajo las normas de calidad estipuladas en él.